

Фармстандарт-Медтехника

Современные системы
инфекционного контроля

ТЗМОИ

КАТАЛОГ

запасные части



**Установка для
обеззараживания
медицинских отходов
настольная СМО-10**

05.2014

Выключатель ИЭК ВА47-29 6А 2Р**Параметры:**

| | | |
|----------------------|----|-------------------|
| Артикул | | - |
| Обозначение | | ИЭК ВА47-29 6А 2Р |
| Длина | мм | -- |
| Ширина | мм | -- |
| Высота | мм | -- |
| Количество | шт | 1 |
| Период использования | | действ. |

**Гайка АГ1.02.16****Параметры:**

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| Артикул | | 409031178000 |
| Обозначение | | АГ1021620 |
| Диаметр резьбы | мм | M18 |
| Размер «под ключ» | | 24 |
| Диаметр описанной окружности | мм | 27,6 |
| Высота | мм | 9 |
| Масса | кг | 0,021 |
| Количество | шт | 4 |
| Период использования | | действ. |

**Датчик давления МРХ 5700 DP****Параметры:**

| | | |
|----------------------------|-----|--------------|
| Артикул | | 409431331500 |
| Обозначение | | МРХ5700DP |
| Измеряемое давление | кПа | 0..700 |
| Напряжение питания | В | 5 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 30x38x12 |
| Масса | кг | 0.02 |
| Период использования | | действ. |

**Индикатор знакосинтезирующий ГК252.09.060****Параметры:**

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| Артикул | | 409031192900 |
| Обозначение | | ГК252.09.060 |
| Длина | мм | 85 |
| Ширина | мм | 30 |
| Высота | мм | 20 |
| Масса | кг | 0.05 |
| Период использования | | действ. |



Источник питания MW PD65B**Параметры:**

| | | |
|----------------------------|----|--------------|
| Артикул | | 409431379500 |
| Обозначение | | MW PD65B |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 127x76x42 |
| Масса нетто | кг | 0.24 |
| Входное напряжение | В | 90-264 |
| Выходные напряжения | В | 5/24 |
| Период использования | | действ. |

**КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 087706 04DD00-L18.005.000-SS-S2-E
6 БАР ДУ=2,5ММ, 24V DC****Параметры:**

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| Артикул | | 409531333900 |
| Обозначение | | L18.005.000 |
| Диаметр, | мм | -- |
| Длина | мм | -- |
| Масса, | кг | -- |
| Количество | шт | 1 |
| Период использования | | действ. |

**Лоток ЦТ864.003****Параметры:**

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| Артикул | | 409031179400 |
| Обозначение | | Л1.000 |
| Длина | мм | 331 |
| Ширина | мм | 157 |
| Высота | мм | 32 |
| Масса | кг | 0,47 |
| Количество | шт | 4 |
| Период использования | | действ. |

**Реле KSD240 AC8****Параметры:**

| | | |
|----------------------------|-------|--------------|
| Артикул | | 409431338500 |
| Обозначение | | KSD240AC8 |
| Входное напряжение | В(DC) | 4-32 |
| Выходное напряжение | В(AC) | 50-250 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 58x45.2x17.5 |
| Масса | кг | 0.05 |
| Период использования | | действ. |



Реле DPZ-2R (так же используется на PHS)**Параметры:**


| | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| Артикул | | |
| Обозначение | | DPZ-2R |
| напряжение | | 230 V; 10mA; 50Hz |
| напряжение | | 8A; 250V; 2kVA |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | |
| Масса | кг | 0.05 |
| Период использования | | с 05.2014 |

**Рычаг к прижиму****Параметры:**

| | | |
|----------------------|----|---------|
| Артикул | | |
| Обозначение | | |
| Диаметр, | мм | -- |
| Длина | мм | -- |
| Масса, | кг | 0,1 |
| Количество | шт | 2 |
| Период использования | | действ. |

**Наклейка СМО 10.015 (Клавиатура пленочная)****Параметры:**

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| Артикул | | 409031169700 |
| Обозначение | | СМО 10.015 |
| Длина | мм | 220 |
| Ширина | мм | 60 |
| Высота | мм | 37 |
| Масса | кг | 0,18 |
| Период использования | | действ. |

**Наконечник****Параметры:**

| | | |
|----------------------|----|---------|
| Артикул | | |
| Обозначение | | -- |
| Диаметр, | мм | -- |
| Длина | мм | -- |
| Масса, | кг | -- |
| Количество | шт | 1 |
| Период использования | | действ. |



Прижим ЦТ864.010**Параметры:**

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| Артикул | | 409031169500 |
| Обозначение | | ЦТ864.010 |
| Длина | мм | 171 |
| Ширина | мм | 122 |
| Высота | мм | 40 |
| Масса | кг | 0,15 |
| Период использования | | Действ. |

**Прокладка ЦТ150.00.008****Параметры:**

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| Артикул | | 409031137000 |
| Обозначение | | ЦТ150.00.008 |
| Диаметр, | мм | 208 |
| Длина | мм | 10 |
| Масса, | кг | 0,22 |
| Количество | шт | 1 |
| Период использования | | действ. |

**Прокладка ТЭН70.01.002****Параметры:**

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| Артикул | | 409031192000 |
| Обозначение | | 70.01.002 |
| Диаметр, | мм | -- |
| Длина | мм | -- |
| Масса, | кг | -- |
| Количество | шт | 2 |
| Период использования | | действ. |

**Плата контроллера ГК252.09.150-02****Параметры:**

| | | |
|----------------------------------|----|-----------------|
| Артикул | | 409031169600 |
| Обозначение | | ГК252.09.150-02 |
| Высота | мм | 88 |
| Ширина | мм | 42 |
| Длина | мм | 100 |
| Расстояние между крепежными отв. | мм | 90±0,5 |
| Масса | кг | 0,075 |
| Количество | шт | 1 |
| Период использования | | С 06.2012 |



Сухарь ЦТ150.00.007_20**Параметры:**

| | | |
|----------------------|----|-----------------|
| Артикул | | 409031179100 |
| Обозначение | | ЦТ150.00.007-20 |
| Длина | мм | 40 |
| Ширина | мм | 40 |
| Высота | мм | 1 |
| Масса | кг | 0,01 |
| Период использования | | Действ. |

**Траверса. ЦТ150.00.060****Параметры:**

| | | |
|------------|----|--------------|
| Артикул | | 409031172200 |
| Маркировка | | ЦТ150.00.060 |
| Длина | мм | 250 |
| Ширина | мм | 40 |
| Высота | мм | 30 |
| Масса | кг | 1 |

**ФИЛЬТР СМО10.400 В УПАКОВКЕ****Параметры:**

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| Артикул | | 409031156000 |
| Обозначение | | СМО10.400 |
| Диаметр | мм | 68 |
| Высота | мм | 16 |
| Масса, | кг | 0,1 |
| Количество | шт | 1 |
| Период использования | | действ. |

**Электрод СМО10.300****Параметры:**

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| Артикул | | |
| Обозначение | | СМО10.300 |
| Диаметр, | мм | -- |
| Длина | мм | -- |
| Масса, | кг | -- |
| Количество | шт | 1 |
| Период использования | | действ. |

Электронагреватель трубчатый ТЭН 70.01.000**Параметры:**

| | | |
|-----------------------------|-----|--------------|
| Артикул | | 409031211000 |
| Обозначение | | ТЭН70.01.000 |
| Длина | мм | max 355 |
| Длина без втулки | мм | max 305 |
| Мощность | кВт | 1 |
| Напряжение | В | 220 |
| Диаметр оболочки | мм | 12 |
| Резьба втулок для установки | | M18x1,5 |
| Резьба контактных стержней | | M4 |
| Масса, кг | кг | 0,5 |
| Период использования | | действ. |

